

Revendicare:

Metodă de evidențiere a nodurilor limfoizi în preparatele anatomice totale, care include fixarea, spălarea și colorarea preparatului, **caracterizată prin aceea că** anterior preparatul se spală, iar fixarea se efectuează într-o soluție de 1,5-3% acid sulfosalicilic timp de 1-2 ore, apoi preparatul se clătește cu apă distilată, colorarea cu reactivul Schiff la întunec la o temperatură de 3-4°C timp de 6-12 ore, preparatul se clătește în 2-3 porții de apă sulfuroasă, se limpește într-un amestec de glicerină și apă sulfuroasă în raport de 1:1 și se încadrează în glicerină curată.