

Metodă de determinare morfologică a stadiilor preimaginale de dezvoltare a entomofagului *Trichogramma*, care constă în aceea că ouăle gazdei parazitare cu entomofagul *Trichogramma* se tratează cu soluție apoasă de peroxid de hidrogen de 3,0% la temperatura de 80...100°C, în decurs de 8...10 min până ce coaja ouălor devine transparentă, ouăle se examinează la microscopul stereoscopic cu o mărire de 16...32 ori și se determină stadiile de dezvoltare a entomofagului *Trichogramma*.