

Metodă de reendoprotezare a șoldului cu proteză fără ciment ce constă în aceea că preliminar se prelevă o autogrefă din aripa osului iliac care se fărâmițează, se elimină endoproteza deteriorată a șoldului și țesuturile neviabile, granulațiile și cicatricile din regiunea cotilului și a porțiunii proximale a osului femural, se modelează fețele laterală, superioară și medială ale marginii cotilului, se instalează o alogrefă osoasă corticală, începând de la vârful defectului cotilului până la ramura superioară a pubisului și a doua alogrefă osoasă corticală, începând de la vârful defectului cotilului până la corpul ischionului și se fixează acestea, apoi alogrefele osoase instalate se modelează după componentul acetabular al endoprotezei șoldului, regiunea cotilului se umple cu autogrefa fărâmițată și se tasează, după care se instalează componentele acetabular și femural ale endoprotezei noi.