

Metodă de prognozare a evoluției uveitelor endogene, care constă în aceea că la a 3...4-a zi de tratament se colectează sânge, din care se separă serul prin centrifugare, se determină numărul total de T limfocite (CD3+) și numărul de T limfocite mature (CD5+), după care se calculează indicele de activare (IA), conform formulei, în % :

$$IA = \frac{CD\ 5\ +}{CD\ 3\ +} \times 100$$

și în cazul în care se determină valori de până la 50% se prognozează o evoluție favorabilă a uveitelor endogene, iar în cazul în care se determină valori mai mari de 60% se prognozează o evoluție nefavorabilă.